

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Snap29 Pour Wb, Elisa - 095721

Numéro d'article: CM0031079



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine SNAP29 humaine pour applications WB et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'autophagie, la fusion membranaire et la ciliogenèse. 29 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SNAP29 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CEDNIK ; SNAP-29 ; SNAP29
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	9342
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-258 de la protéine SNAP29 humaine (NP_004773.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	095721
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace