

Anticorps Polyclonal Anti-Snapc2 Pour Wb Et Elisa - Q13487

Numéro d'article: CM0022730

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre SNAPC2, une sous-unité clé du complexe protéique activateur des snARN. Validé pour le western blot et l'ELISA, il reconnaît le SNAPC2 humain et murin (~36 kDa). Idéal pour les études sur la régulation de la transcription et le développement de tests de diagnostic in vitro (DIV).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SNAPC2 Lapin pAb
Remarques/Alias	SNAP45; PTFDELTA; SNAPC2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6618
GeneID	6618
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-100 du SNAPC2 humain (NP_003074.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13487
Poids moléculaire	36kDa
Expédition	Sac de glace