

Anticorps Polyclonal Anti-Snapin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 095295

Numéro d'article: CM0014039

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la SNAPIN humaine (SNAPAP, BLOC1S7), une protéine associée aux SNARE impliquée dans la biogenèse des lysosomes et le trafic vésiculaire. Validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité vis-à-vis de l'humain, de la souris et du rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SNAPIN Lapin pAb
Remarques/Alias	BLOS7; BORCS3; SNAPAP; BLOC1S7; SNAPIN
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23557
GeneID	23557
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-136 de la SNAPIN humaine (NP_036569.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	095295
Poids moléculaire	15kDa
Expédition	Sac de glace