

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Snd1 [Validé Ko] Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q7Kzf4

Numéro d'article: CM0005766



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin recombinant anti-SND1 [Validé KO] pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Cible l'endonuclease miRNA de 102 kDa et le coactivateur transcriptionnel p100/TDRD11. Idéal pour la recherche sur la régulation génique et la virologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] SND1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	p100; TDRD11; Tudor-SN
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27044
GeneID	27044
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-285 de la protéine SND1 humaine (NP_055205.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q7KZF4
Poids de la protéine	102kDa
Expédition	Sac de glace