

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Snd1 (Validé Par Ko) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q7Kzf4

Numéro d'article: CM0030480



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre le SND1 humain, validé par knockout. Adapté pour le WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reconnaît le SND1 humain, murin, de rat. Idéal pour la recherche sur la dégradation des miRNA et la régulation transcriptionnelle. Matière première IVD de haute qualité de CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé par KO] SND1 pAb de Lapin
Remarques/Alias	p100 ; TDRD11 ; Tudor-SN ; D1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27044
GeneID	27044
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-285 du SND1 humain (NP_055205.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q7KZF4
Poids Moléculaire Protéique	102 kDa
Expédition	Sac de glace