

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Snrnp200 Pour Wb, Elisa - 075643

Numéro d'article: CM0024755



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SNRNP200 humain (hélicase U5-200KD), validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient pour la recherche sur le spliceosome et les études des mécanismes d'épissage des pré-ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SNRNP200 Rabbit pAb
Remarques/Alias	BRR2, RP33, HELIC2, ASCC3L1, U5-200KD, SNRNP200
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23020
GeneID	23020
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1947-2136 du SNRNP200 humain (NP_054733.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	075643
Poids moléculaire protéique	245 kDa
Expédition	Sac de glace