

Anticorps Polyclonal Anti-Snrnp35 Pour Wb, Elisa - Q16560

Numéro d'article: CM0018524



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine SNRNP35 humaine (protéine U11/U12 snRNP de 35 kDa). Convient pour le Western blot et l'ELISA, réagissant avec des échantillons humains et murins. Idéal pour la recherche sur le spliceosome et l'épissage des ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SNRNP35 Lapin pAb
Remarques/Alias	HM1 ; HM-1 ; U1SNRNPBP ; SNRNP35
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11066
GeneID	11066
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-150 de la SNRNP35 humaine (NP_073208.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q16560
Poids moléculaire protéique	29 kDa
Expédition	Sac de glace