


Anticorps Polyclonal Anti-Snrnp40 Pour Wb, Elisa - Q96Di7

Numéro d'article: CM0021370



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin hautement spécifique dirigé contre la SNRNP40 humaine (40K, WDR57, PRP8BP), un composant central du spliceosome du snRNP U5. Validé pour Western blot et ELISA, avec une large réactivité croisée mammifère avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'épissage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SNRNP40 Rabbit pAb
Remarques/Alias	40K; SPF38; WDR57; PRP8BP; HPRP8BP; PRPF8BP; SNRNP40
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9410
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-357 de la SNRNP40 humaine (NP_004805.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96DI7
Poids moléculaire de la protéine	39kDa
Expédition	Sac isothermique