

Anticorps Polyclonal Anti-Snrnp70 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P08621

Numéro d'article: CM0025065



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SNRNP70 humain (U1-70K). Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'Humain, la Souris, le Rat. Essentiel pour la recherche sur l'assemblage du spliceosome et l'épissage des pré-ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détail
Nom du produit	SNRNP70 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RPUI1, Snp1, U1AP, U170K, U1RNP, RNPUIZ, SNRP70, U1-70K, SNRNP70
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6625
GeneID	6625
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 150-250 du SNRNP70 humain (NP_003080.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08621
Poids protéique	52kDa
Expédition	Sac de glace