

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Snrnp70 Pour Wb, Elisa - P08621

Numéro d'article: CM0015106



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SNRNP70 humain (U1-70K), une composante clé du spliceosome U1 snRNP. Validé pour le Western blot et l'ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Pour les applications de diagnostic in vitro (DIV) et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SNRNP70 Lapin pAb
Remarques/Alias	RPUI; Snp1; U1AP; U170K; U1RNP; RNPUIZ; SNRP70; U1-70K; SNRNP70
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6625
GeneID	6625
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 du SNRNP70 humain (NP_003080.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08621
Poids moléculaire	52kDa
Expédition	Sac de glace