

Anticorps Polyclonal Anti-Snrpa1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P09661

Numéro d'article: CM0013216



Introduction

Anticorps Polyclonal Lapin SNRPA1 de haute qualité pour Western blot, IHC-P et ELISA. Validé sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les études sur le spliceosome et l'épissage de l'ARN pré-messager.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SNRPA1 Lapin pAb
Remarques/Alias	Lea1, U2A', SNRPA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6627
GeneID	6627
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 de SNRPA1 humaine (NP_003081.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09661
Poids moléculaire	28kDa
Expédition	Sac de glace