


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Snrpb Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P14678

Numéro d'article: CM0023188



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SNRPB (Sm B/B'), une protéine centrale du spliceosome. Validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec des échantillons humains, murins et de rat. Pour les études d'épissage et de traitement de l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SNRPB Rabbit pAb
Remarques/Alias	COD; CCMS; SNRPB1; SmB/B'; Sm-B/B'; snRNP-B; SmB/SmB'; SNRPB
Espèce	Humain
GenelD (humain)	6628
GenelD	6628
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la SNRPB humaine (NP_003082.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14678
Poids Moléculaire Protéique	25kDa
Expédition	Sac de glace