

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Snrpb2 Pour Wb, Elisa - P08579

Numéro d'article: CM0027801



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine SNRPB2 (U2B'') humaine, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Convient à l'étude de l'épissage du pré-ARNm et de la fonction du spliceosome. 25 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SNRPB2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	Msl1; U2B''; SNRPB2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6629
GeneID	6629
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-150 de la protéine SNRPB2 humaine (NP_003083.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08579
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace