


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Snrpd1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62314

Numéro d'article: CM0017212



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SNRPD1 de haute qualité validé pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier l'assemblage du spliceosome et les mécanismes d'épissage des pré-ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SNRNP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	SMD1; SNRPD; Sm-D1; HsT2456; SNRPD1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6632
ID du gène	6632
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-96 de SNRNP1 humain (NP_008869.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62314
Poids moléculaire protéique	13kDa
Expédition	Sac de glace