

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Snrpd3 Pour Wb, Elisa - P62318

Numéro d'article: CM0018272



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SNRPD3 (Sm-D3), une protéine centrale du spliceosome. Validé pour le Western blot et l'ELISA, avec une réactivité chez l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'épissage des pré-ARNm et le traitement des ARNm d'histones.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SNRPD3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SMD3 ; Sm-D3 ; SNRPD3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6634
GeneID	6634
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 8-121 de SNRPD3 humain (NP_001265585)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62318
Poids protéique	14 kDa
Expédition	Sac de glace