

Anticorps Polyclonal Anti-Snrpe Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P62304

Numéro d'article: CM0030661



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le SNRPE humain (petite ribonucléoprotéine nucléaire E). Validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'épissage des pré-ARNm et le spliceosome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SNRPE Rabbit pAb
Remarques / Alias	SME; Sm-E; HYPT11; snRNP-E; SNRPE
Espèce	Humain
ID du gène	6635
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-92 du SNRPE humain (NP_003085.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62304
Poids de la protéine	11kDa
Expédition	Sac de glace