

Anticorps Polyclonal Anti-Snrpf Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P62306

Numéro d'article: CM0015242



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la SNRPF humaine (petite ribonucléoprotéine nucléaire F), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Pour les études sur l'épissage des pré-ARNm et les snRNP.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SNRPF pAb de lapin
Remarques / Alias	SMF; Sm-F; snRNP-F; SNRPF
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6636
GeneID	6636
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-86 de la SNRPF humaine (NP_003086.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62306
Poids de la protéine	10 kDa
Expédition	Sac de glace