

Anticorps Polyclonal Anti-Snw1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13573

Numéro d'article: CM0014964



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine SNW1 (SKIP, NCoA-62) humaine pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. La cible est impliquée dans l'épissage des pré-ARNm et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SNW1 pAb de lapin
Remarques / Alias	Bx42; SKIP; FUN20; Prp45; SKIIP; SKIP1; PRPF45; NCOA-62; SNW1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	22938
GenelD	22938
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-536 de la protéine SNW1 humaine (NP_036377.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13573
Poids de la protéine	61kDa
Expédition	Sachet de glace