


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Snx1 Pour Wb, Elisa - Q13596

Numéro d'article: CM0009529



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la nexine de tri 1 humaine (SNX1/VPS5). Immunogène recombinant (aa 1-100), validé pour WB et ELISA. Détecte une bande à 59kDa. Essentiel pour étudier le tri des cargaisons dépendant du rétromère et les voies de trafic endosomal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SNX1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	VPS5 ; HsT17379 ; SNX1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6642
GeneID	6642
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de SNX1 humain (Q13596).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13596
Poids moléculaire protéique	59kDa
Expédition	Sac de glace