


Anti-Snx1 Lapin Pab Pour Wb - Q13596

Numéro d'article: CM0025990



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SNX1 humain (Sorting nexin-1), validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Détecte une bande à 59 kDa et réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour les études sur le trafic intracellulaire et le rétromère.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	SNX1 Lapin pAb
Remarques/Alias	VP55; HsT17379; SNX1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6642
ID de gène	6642
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-150 du SNX1 humain (NP_003090.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13596
Poids de la protéine	59kDa
Expédition	Sac de glace