


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Snx13 Pour Wb, If-P, Elisa - Q9Y5W8

Numéro d'article: CM0018462



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le SNX13 humain, validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Détecte le SNX13 dans des échantillons humains et murins, avec un poids moléculaire prédit de 112 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-SNX13
Remarques/Alias	RGS-PX1 ; SNX13
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	23161
GeneID	23161
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-230 du SNX13 humain (NP_055947.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y5W8
Poids protéique	112 kDa
Expédition	Sac de glace