

## Anticorps Polyclonal Anti-Snx15 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nrs6

Numéro d'article: CM0030098



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine SNX15 humaine, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Détecte une protéine de 38 kDa impliquée dans le trafic intracellulaire. Adapté à la recherche scientifique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | SNX15 pAb de lapin                                                                                                                        |
| Remarques / Alias    | HSAF001435; SNX15                                                                                                                         |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                    |
| GeneID (Humain)      | 29907                                                                                                                                     |
| GeneID               | 29907                                                                                                                                     |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 342 de la protéine SNX15 humaine (NP_037438.2) |
| Source               | Lapin                                                                                                                                     |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                     |
| Application          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                         |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                       |
| SWISS                | Q9NRS6                                                                                                                                    |
| Poids de la protéine | 38 kDa                                                                                                                                    |
| Expédition           | Sac isotherme avec glace                                                                                                                  |