


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Snx32 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q86Xe0

Numéro d'article: CM0029633



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SNX32 validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Impliqué dans le trafic endosomal et la croissance des neurites ; idéal pour les études en neurosciences et biologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SNX32 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SNX6B ; SNX32
Espèce	Humain
GeneID	254122
Immunogène	Protéine de fusion recombinante correspondant aux acides aminés 218-285 de la SNX32 humaine (NP_689973.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86XE0
Poids de la protéine	46kDa
Expédition	Sac de glace