


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Snx5 Pour Wb, Elisa - Q9Y5X3

Numéro d'article: CM0013646



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine SNX5 humaine, validé pour le WB et l'ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Utile pour l'étude du trafic intracellulaire et de la fonction du rétromère.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SNX5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SNX5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27131
GeneID	27131
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 145-404 de la SNX5 humaine (NP_055241.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y5X3
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sachet de glace