


Anticorps Polyclonal Anti-Snx7 Pour Wb, Elisa - Q9Unh6

Numéro d'article: CM0027391



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SNX7 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'endocytose et l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SNX7 Lapin pAb
Remarques/Alias	SNX7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51375
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 85-330 du SNX7 humain (NP_057060.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9UNH6
Poids moléculaire de la protéine	45kDa
Expédition	Sac de glace