


Anticorps Polyclonal Anti-Snx9 Pour Wb Et Elisa - Q9Y5X1

Numéro d'article: CM0018563



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine SNX9 humaine, validé pour Western blot et ELISA. Il réagit de manière croisée avec les SNX9 humaines, de souris et de rat, pertinent pour les études sur l'endocytose et le trafic membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SNX9 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SDP1; WISP; SH3PX1; SH3PXD3A; SNX9
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	51429
ID du gène	51429
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-210 de la SNX9 humaine (NP_057308.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y5X1
Poids de la protéine	67 kDa
Expédition	Sac de glace