

Anticorps Monoclonal Anti-Soat1 Pour Wb, Elisa - P35610

Numéro d'article: CM0006898



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine humaine SOAT1 (stérol O-acyltransférase 1, ACAT-1), validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur le métabolisme du cholestérol, l'assemblage des lipoprotéines et l'absorption du cholestérol alimentaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SOAT1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	ACAT; SOAT; STAT; AACT; ACAT1; ACAT-1; SOAT1
Espèce	Humain
GeneID	6646
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-104 de la SOAT1 humaine. (NP_003092.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P35610
Poids de la protéine	65kDa
Expédition	Sachet de glace