


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Soat1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P35610

Numéro d'article: CM0029108



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin SOAT1 (ACAT-1) validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Cible le métabolisme du cholestérol ; 65 kDa. Convient pour la recherche sur les lipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SOAT1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ACAT, SOAT, STAT, AACT, ACAT1, ACAT-1, SOAT1
Espèce	Humain
GeneID	6646
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-130 de SOAT1 humain (NP_003092.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35610
Poids Moléculaire	65 kDa
Expédition	Sac de glace