

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Socs1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15524

Numéro d'article: CM0025412

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SOCS1 humain (JAB/SSI-1), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation JAK/STAT et de la régulation des cytokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SOCS1 Lapin pAb
Remarques/Alias	JAB; CIS1; SSI1; TIP3; CISH1; SSI-1; TIP-3; AISIMD; SOCS-1; SOCS1
Espèce	Humain
GenelD	8651
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 du SOCS1 humain (NP_003736.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15524
Poids moléculaire	24kDa
Expédition	Sac de glace