

Anticorps Monoclonal Anti-Socs2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O14508

Numéro d'article: CM0004013



Introduction

Anticorps monoclonal lapin Anti-SOCS2 validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit avec l'humain et le rat. Reconnaît le suppresseur de la signalisation des cytokines 2, un régulateur de l'ubiquitination et de la dégradation du récepteur de l'hormone de croissance.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SOCS2 Lapin mAb
Remarques/Alias	CIS2; SSI2; Cish2; SSI-2; SOCS-2; STAT2; SOCS2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8835
GeneID	8835
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-198 de SOCS2 humain (NP_001257400.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	O14508
Poids Protéique	22 kDa
Expédition	Sac de glace