


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Socs2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O14508

Numéro d'article: CM0023557



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SOCS2 humain validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Cible le suppresseur de la signalisation des cytokines 2, un régulateur clé de la signalisation de l'hormone de croissance et du récepteur de l'érythropoïétine. Convient aux échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SOCS2 Lapin pAb
Remarques/Alias	CIS2, SSI2, Cish2, SSI-2, SOCS-2, STAT2, SOCS2
Espèce	Humain
GeneID	8835
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-198 de SOCS2 humain (NP_001257400.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O14508
Poids moléculaire	22kDa
Expédition	Sac de glace