

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Socs3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O14543

Numéro d'article: CM0015312

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SOCS3 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte SOCS3 de souris et de rat. Adapté pour la recherche sur la signalisation JAK/STAT et la régulation des cytokines.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                         |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Nom du produit       | SOCS3 Rabbit pAb                               |
| Remarques / Alias    | CIS3; SSI3; ATOD4; Cish3; SSI-3; SOCS-3; SOCS3 |
| Espèce               | Humain                                         |
| GenelD (Humain)      | 9021                                           |
| GenelD               | 9021                                           |
| Immunogène           | Peptide synthétique                            |
| Origine              | Lapin                                          |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                          |
| Applications         | WB, IF/ICC, ELISA                              |
| Réaction croisée     | Humain, Souris, Rat                            |
| SWISS                | O14543                                         |
| Poids de la protéine | 25 kDa                                         |
| Expédition           | Sac de glace                                   |