

Anticorps Polyclonal Anti-Socs4 Pour Wb Et Elisa - Q8Wxh5

Numéro d'article: CM0026450



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le SOCS4 humain (également connu sous le nom de SOCS7), validé en WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris, adapté aux études de signalisation des cytokines et de dégradation de l'EGFR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-SOCS4
Remarques/Alias	SOCS7 ; SOCS4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	122809
GeneID	122809
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 340 et 440 du SOCS4 humain (NP_543143.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8WXH5
Poids protéique	51 kDa
Expédition	Sac de glace