

Anticorps Polyclonal Anti-Socs5 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 075159

Numéro d'article: CM0025126

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la protéine SOCS5 humaine, validé pour WB, IHC-P, ELISA, avec réactivité croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour les études sur la signalisation des cytokines et l'ubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SOCS5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CIS6; CISH6; Cish5; SOCS-5; SOCS5
Espèce	Humain
GenelD (humain)	9655
GenelD	9655
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-140 de la protéine SOCS5 humaine (NP_054730.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	075159
Poids de la protéine	61kDa
Expédition	Sac de glace