


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Socs6 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O14544

Numéro d'article: CM0029563



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit avec l'humain et la souris ; cible le suppresseur de signalisation des cytokines 6 impliqué dans la dégradation médiée par l'ubiquitine. Idéal pour la recherche sur la signalisation des cytokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin SOCS6
Remarques/Alias	CIS4, SSI4, CIS-4, SOCS4, STAI4, SOCS-4, SOCS-6, STATI4, HSPC060, SOCS6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9306
GeneID	9306
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-210 de SOCS6 humain (NP_004223.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O14544
Poids protéique	60kDa
Expédition	Sac de glace