

Anticorps Monoclonal Anti-Socs7 Pour Wb, Elisa - O14512

Numéro d'article: CM0007025

Introduction

mAb de lapin anti-SOCS7 validé pour WB et ELISA. Cible la SOCS7 humaine, un adaptateur de ligase E3 de 63 kDa régulant la signalisation des cytokines et de l'insuline. Idéal pour les études d'immunodétection.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-SOCS7
Remarques/Alias	NAP4; NCKAP4; SOCS7
Espèce	Humain
ID de gène	30837
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de la SOCS7 humaine (NP_055413.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O14512
Poids de la protéine	63 kDa
Expédition	Sac de glace