


## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Sod1 Pour Wb, Elisa - P00441

Numéro d'article: CM0003655



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le SOD1 humain (Superxyde dismutase [Cu-Zn]), validé pour WB et ELISA. Idéal pour l'étude du stress oxydatif, des mécanismes antioxydants et des maladies neurodégénératives telles que la SLA.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | [KD Validated] SOD1 Rabbit mAb                                                                                             |
| Remarques/Alias    | ALS; SOD; ALS1; IPOA; STAHP; hSod1; HEL-S-44; homodimère; SOD1                                                             |
| Espèce             | Humain                                                                                                                     |
| GeneID (Humain)    | 6647                                                                                                                       |
| GeneID             | 6647                                                                                                                       |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2-154 du SOD1 humain (NP_000445.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                      |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux                                                                                                      |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Réactivité croisée | Humain                                                                                                                     |
| SWISS              | P00441                                                                                                                     |
| Poids moléculaire  | 16kDa                                                                                                                      |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                               |