


Anticorps Monoclonal Anti-Sod1 De Lapin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P00441

Numéro d'article: CM0007586



Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin anti-SOD1 reconnaît spécifiquement la superoxyde dismutase [Cu-Zn] (SOD1) humaine. Il est adapté aux applications WB, IHC-P et ELISA pour la recherche sur le stress oxydatif et les maladies neurodégénératives.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM anti-SOD1 de lapin
Remarques / alias	ALS; SOD; ALS1; IPOA; STAHP; hSod1; HEL-S-44; homodimère; SOD1
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (humain)	6647
Identifiant du gène	6647
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2 à 154 de la SOD1 humaine (NP_000445.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P00441
Poids de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace