


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sod1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P00441

Numéro d'article: CM0017307



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la SOD1 (superoxyde dismutase Cu-Zn) humaine. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Élimine les radicaux toxiques et détoxifie l'hydrogène sulfuré. Idéal pour la recherche sur le stress oxydatif et les maladies neurodégénératives.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SOD1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ALS; SOD; ALS1; IPOA; STAHP; hSod1; HEL-S-44; homodimère; SOD1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6647
GeneID	6647
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2-154 de la SOD1 humaine (NP_000445.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00441
Poids de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace