


Anticorps Monoclonal Anti-Sod2 [Validé Par Ko] Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P04179

Numéro d'article: CM0002380



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute spécificité ciblant la SOD2 humaine (MnSOD). Validé par KO. Applications : WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réactivité des espèces : humain, souris, rat. Idéal pour la recherche sur le stress oxydatif mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] Anticorps monoclonal de lapin anti-SOD2
Remarques/Alias	GC1; IPOB; IPO-B; MNSOD; MVCD6; GCInc1; Mn-SOD; D2
Espèce	Humain
GenelD (humain)	6648
GenelD	6648
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la SOD2 humaine (P04179).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04179
Poids moléculaire de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace