


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sod2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04179

Numéro d'article: CM0020359



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SOD2 pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte la superoxyde dismutase [Mn] humaine, de souris et de rat, une enzyme antioxydante mitochondriale clé. Idéale pour la recherche sur le stress oxydatif et les maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SOD2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GC1; IPOB; IPO-B; MNSOD; MVCD6; GCInc1; Mn-SOD; SOD2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6648
GeneID	6648
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-222 de la SOD2 humaine (NP_000627.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04179
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac isotherme