

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Soga1 Pour Wb, Elisa - O94964

Numéro d'article: CM0020361

Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-SOGA1 (WB, ELISA) de CamelBio reconnaît la SOGA1 (MTCL2) humaine, de souris et de rat, un facteur de réticulation des microtubules impliqué dans la mitose et l'autophagie. Idéal pour la recherche et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SOGA1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SOGA; KIAA0889; C20orf117; SOGA1
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	140710
GeneID	140710
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 650-750 de la SOGA1 humaine (NP_542194.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	O94964
Poids de la protéine	160kDa
Expédition	Sac de glace