


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Somatostatine (Sst) Pour If-P, Ihc-P, Elisa - P61278

Numéro d'article: CM0002387



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la somatostatine (SST), un inhibiteur clé de la sécrétion des hormones hypophysaires. Applications : IF-P, IHC-P, ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Soutient la recherche en neuroendocrinologie et métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-somatostatine (SST)
Remarques / Alias	SMST, SST1, Somatostatine (SST)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6750
GeneID	6750
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-116 de la somatostatine (SST) humaine (NP_001039.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61278
Poids de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac isotherme