


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Somatostatine (Sst) Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P61278

Numéro d'article: CM0028965



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la somatostatine (SST). Adapté pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Poids moléculaire observé ~13 kDa. Idéal pour les études sur la régulation hormonale et les neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Somatostatine (SST) pAb de lapin
Remarques/Alias	SMST; SST1; Somatostatine (SST)
Espèce	Humain
Identifiant de gène	6750
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-116 de la SST humaine (NP_001039.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61278
Poids de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac isothermique