

Anticorps Polyclonal Anti-Somatotropine (Gh1) Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01241

Numéro d'article: CM0025874



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'hormone de croissance humaine (somatotropine/GH1). Pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le contrôle de la croissance et l'IGF1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GH1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GH; GHN; GH-N; GHBS; IGHD2; hGH-N; IGHD1A; IGHD1B; GH1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2688
Identifiant du gène	2688
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de la GH1 humaine (NP_000506.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01241
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace