


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Son (Wb/Elisa) - P18583

Numéro d'article: CM0023425



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine SON humaine (264 kDa), validé pour le Western Blot (WB) et l'ELISA. SON est une protéine de liaison à l'ARN impliquée dans l'épissage des ARNm des transcrits du cycle cellulaire et de la réparation de l'ADN. Idéal pour la recherche sur l'expression génique et l'épissage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SON Rabbit pAb
Remarques / Alias	SON3; BASS1; DBP-5; NREBP; TOKIMS; C21orf50; SON
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6651
GeneID	6651
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 850-950 de la protéine SON humaine (NP_001278340.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	P18583
Poids de la protéine	264 kDa
Expédition	Sac de glace