

Anticorps Monoclonal Anti-Sonic Hedgehog (Shh) Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q15465

Numéro d'article: CM0003907



Introduction

Le mAb de lapin anti-Sonic Hedgehog (Shh) de CamelBio est un anticorps monoclonal pour WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris, le rat. Immunogène : peptide synthétique. Pour la biologie du développement et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Sonic Hedgehog (Shh) Lapin mAb
Remarques/Alias	TPT; HHG1; HLP3; HPE3; SMMCI; ShhNC; TPTPS; MCOPCB5; Sonic Hedgehog (Shh)
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	6469
ID de Gène	6469
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-300 du Sonic Hedgehog (Shh) humain (Q15465).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15465
Poids Protéique	50kDa
Expédition	Sac de glace