

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sonic Hedgehog (Shh) Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15465

Numéro d'article: CM0013887



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine Sonic Hedgehog (Shh) humaine. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Destiné à la recherche sur la structuration du développement, la signalisation Hedgehog et la fonction des morphogènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Sonic Hedgehog (Shh) pAb de lapin
Remarques/Alias	TPT ; HHG1 ; HLP3 ; HPE3 ; SMMCI ; ShhNC ; TPTPS ; MCOPCB5 ; Sonic Hedgehog (Shh)
Espèce	Humaine
GeneID	6469
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 231 et 330 de la protéine Sonic Hedgehog (Shh) humaine (NP_000184.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q15465
Poids de la protéine	50 kDa
Expédition	Sac de glace