

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sonic Hedgehog (Shh) Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q15465

Numéro d'article: CM0025931



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le Sonic Hedgehog (Shh) humain, adapté pour le WB, l'IF/ICC, l'IF-P, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études de signalisation développementale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps pAb de Lapin Sonic Hedgehog (Shh)
Remarques/Alias	TPT; HHG1; HLP3; HPE3; SMMCI; ShhNC; TPTPS; MCOPCB5; Sonic Hedgehog (Shh)
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6469
Identifiant du gène	6469
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 300 du Sonic Hedgehog (Shh) humain (NP_000184.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15465
Poids moléculaire de la protéine	50kDa
Expédition	Sac de glace