

Anticorps Monoclonal Anti-Sorbitol Déshydrogénase Pour Wb, Elisa - Q00796

Numéro d'article: CM0006948



Introduction

Anticorps monoclonal anti-Sorbitol Déshydrogénase (SORD) précis, validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Pour les études sur la voie des polyols, les complications diabétiques et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Sorbitol Déshydrogénase
Remarques/Alias	RDH ; SDH ; XDH ; SORD1 ; SORDD ; HEL-S-95n ; Sorbitol Déshydrogénase
Espèces	Humain
GeneID (Humain)	6652
GeneID	6652
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence d'acides aminés 100-200 de la Sorbitol Déshydrogénase humaine (NP_003095.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q00796
Poids protéique	38 kDa
Expédition	Sac de glace